

Anticorps Polyclonal Anti-Filamine-B (Flnb) Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O75369

Numéro d'article: CM0019383



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la FLNB humaine (Filamine-B), validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour étudier la dynamique du cytosquelette d'actine et la migration cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	pAb Lapin anti-FLNB
Remarques/Alias	AOI, FH1, SCT, TAP, LRS1, TABP, FLN-B, FLN1L, ABP-278, ABP-280, FLNB
Espèce	Humain
Identifiant du Gène (Humain)	2317
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1686-1785 de la FLNB humaine (NP_001157789.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O75369
Poids Moléculaire Protéique	278 kDa
Expédition	Sac de glace