

Anticorps Polyclonal Anti-Filamin-C Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q14315

Numéro d'article: CM0014138



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin contre la Filamine-C (FLNC) validé pour le Western blot, l'IF/ICC et l'ELISA. Réagit de manière croisée avec l'humain et la souris. Idéal pour la recherche sur l'assemblage des sarcomères et les maladies musculaires.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	FLNC Lapin pAb
Remarques/Alias	ABPA; ABPL; FLN2; MFM5; MPD4; RCM5; CMH26; ABP-280; ABP280A; FLNC
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	2318
GeneID	2318
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 2160-2340 de la FLNC humaine (NP_001449.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q14315
Poids moléculaire	291kDa
Expédition	Sac de glace