

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Fip1L1 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q6Un15

Numéro d'article: CM0026018



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le facteur de traitement de l'extrémité 3' des pré-ARNm humain FIP1L1. Validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA chez l'homme, la souris, le rat. Convient pour l'étude de la polyadénylation des ARNm.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	FIP1L1 Rabbit pAb
Remarques/Alias	Rhe; FIP1; hFip1; FIP1L1
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	81608
ID du gène	81608
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-300 de FIP1L1 humain (NP_001128409.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q6UN15
Poids moléculaire de la protéine	67kDa
Expédition	Sac de glace