

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Fitc/5-Fam/6-Fam - Anticorps Mab De Lapin Fitc/5-Fam/6-Fam

Numéro d'article: CM0003568

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin contre FITC/5-FAM/6-FAM. Validé pour les applications WB et ELISA avec une réactivité croisée indépendante de l'espèce. Fourni par CamelBio pour la recherche IVD et l'approvisionnement en matières premières de diagnostic.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	FITC/5-FAM/6-FAM Lapin mAb
Espèce	Humain
Immunogène	Composés chimiques FITC
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Indépendante de l'espèce
Expédition	Sac de glace