

Anticorps Monoclonal Anti-Fkbp10 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q96Ay3

Numéro d'article: CM0006511

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-FKBP10 validé pour WB, IF/ICC et ELISA. Reconnaît le FKBP10 humain, une PPIase de 64 kDa résidant dans le RE, impliquée dans le repliement des protéines et associée à l'ostéogenèse imparfaite. Idéal pour la recherche et le développement de dispositifs de DIV.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM de lapin anti-FKBP10
Remarques/alias	FKBP10 ; BRKS1 ; FKBP65 ; OI11 ; OI6 ; PPIASE ; hFKBP65 ; protéine 10 de liaison au FK506
Espèce	Humaine
GeneID	60681
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 303-582 de FKBP10 humain (NP_068758.3).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	Q96AY3
Poids de la protéine	39 kDa/64 kDa
Expédition	Poche de glace