

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Fkbp10 Pour Wb - Q96Ay3

Numéro d'article: CM0016945

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-FKBP10 validé par KO pour le Western blot et l'ELISA, réactif avec l'humain et la souris. FKBP10 est une peptidyl-prolyl cis-trans isomérase située dans la lumière du réticulum endoplasmique, impliquée dans le repliement des protéines.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	[Validé KO] FKBP10 Lapin pAb
Remarques/Alias	OI6; BRKS; OI11; TLH1; BRKS1; FKBP65; PPIASE; hFKBP65; 10
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	60681
ID de gène	60681
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 303-582 de FKBP10 humain (NP_068758.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q96AY3
Poids moléculaire	64kDa
Expédition	Sac de glace