

Polymab® Recombinant Lapin Anti-Fkbp10 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q96Ay3

Numéro d'article: CM0011652

Introduction

Le PolymAb® anti-FKBP10 est un anticorps monoclonal recombinant de lapin qui détecte la FKBP10 humaine, de souris et de rat. Validé pour WB, IF/ICC et ELISA, il est idéal pour l'étude du repliement des protéines, de la biosynthèse du collagène et du développement osseux.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PolymAb® anti-FKBP10
Remarques / Alias	OI6; BRKS; OI11; TLH1; BRKS1; FKBP65; PPIASE; hFKBP65
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	60681
GeneID	60681
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Applications	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q96AY3
Poids de la protéine	64 kDa
Expédition	Sac de glace