

Anticorps Polyclonal Anti-Fkbp11 Pour Wb Et Elisa - Q8N573

Numéro d'article: CM0021158

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant FKBP11, adapté au Western blot et à l'ELISA. Réagit de manière croisée avec les protéines humaines, de souris et de rat. Idéal pour l'étude de la résistance au stress oxydatif, de la régulation du pH du Golgi et de la neuroprotection.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	FKBP11 Rabbit pAb
Remarques/Alias	FKBP19; FKBP11
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	51303
GeneID	51303
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 28 à 150 de FKBP11 humain (NP_057678.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	Q8N573
Poids moléculaire	98 kDa
Expédition	Sac de glace