

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Fkbp12 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P62942

Numéro d'article: CM0019601



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant la FKBP12 humaine (FKBP1A), validé pour le Western blot, l'IHC-P et l'ELISA. Réagit avec l'humain, la souris et le rat. Idéal pour les études sur la signalisation TGF-bêta, le repliement des protéines et la régulation des canaux calciques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin FKBP12
Remarques/Alias	FKBP1; PKC12; PKC12; FKBP12; PPIASE; FKBP-12; FKBP-1A
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	2280
ID du gène	2280
Immunogène	Protéine recombinante / Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 2-108 de FKBP12 (NP_000792.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P62942
Poids moléculaire de la protéine	12kDa
Expédition	Sac de glace