

Anticorps Polyclonal Anti-Fkbp1B Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P68106

Numéro d'article: CM0021156



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-FKBP1B validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Détecte le FKBP1B humain, murin et de rat (protéine de liaison au FK506 de 12,6 kDa), impliqué dans l'immunosuppression et le repliement des protéines.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb FKBP1B de lapin
Remarques/Alias	OTK4 ; FKBP1L ; PKBP1L ; PPIase ; FKBP12.6 ; FKBP1B
Espèce	Humain
GeneID (humain)	2281
GeneID	2281
Immunogène	Peptide synthétique
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	P68106
Poids moléculaire	12 kDa
Expédition	Sac de glace