

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Fkbp2 Pour Wb, Elisa - P26885

Numéro d'article: CM0022559



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant FKBP2 (FKBP13), une peptidyl-prolyl cis-trans isomérase. Validé pour le Western blot et l'ELISA chez l'humain et la souris. Idéal pour les études sur le repliement des protéines et les immunophilines.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	FKBP2 Rabbit pAb
Remarques/Alias	FKBP13 ; PPlase ; FKBP-13 ; FKBP2
Espèce	Humain
ID du gène (humain)	2286
ID du gène	2286
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris
SWISS	P26885
Poids de la protéine	16 kDa
Expédition	Poche de glace