


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Fkbp3 Pour Wb, Ip, Elisa - Q00688

Numéro d'article: CM0027148



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-FKBP3 validé pour WB, IP et ELISA. Réagit avec la FKBP3 humaine, une immunophiline nucléaire possédant une activité peptidyl-prolyl isomérase.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	FKBP3 Rabbit pAb
Remarques / Alias	FKBP-3; FKBP25; PPIase; FKBP-25; FKBP3
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	2287
GeneID	2287
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q00688
Poids de la protéine	25 kDa
Expédition	Sac de glace