

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Fkbp38/Fkbp8 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q14318

Numéro d'article: CM0010160



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant la protéine FKBP38/FKBP8 humaine (Q14318). Validé pour WB, IF/ICC, ELISA ; réagit avec l'humain, la souris et le rat. Utile pour la recherche sur l'apoptose, les mitochondries et les infections virales.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb lapin anti-FKBP38/FKBP8
Remarques / Alias	FKBP38; FKBP38; FKBP38/FKBP8
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	23770
GeneID	23770
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 de la FKBP38/FKBP8 humaine (Q14318)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q14318
Poids de la protéine	45kDa
Expédition	Sac de glace