

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Fkbp38/Fkbp8 Pour Wb, If/Icc, Ip, Elisa - Q14318

Numéro d'article: CM0029846



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin contre FKBP38/FKBP8 humain, validé pour WB, IF/ICC, IP, ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris, le rat. Poids moléculaire 45 kDa. Convient pour la recherche sur l'apoptose et l'infection virale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	FKBP38/FKBP8 Lapin pAb
Remarques/Alias	FKBP38; FKBP38; FKBP38/FKBP8
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	23770
ID de gène	23770
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 60-270 de FKBP38/FKBP8 humain (NP_036313.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q14318
Poids de la protéine	45kDa
Expédition	Sac de glace