


Anticorps Polyclonal Anti-Fkbp51/Fkbp5 Pour Wb, Elisa - Q13451

Numéro d'article: CM0027122



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre FKBP51/FKBP5, validé pour le WB et l'ELISA sur échantillons humains, de souris et de rat. Idéal pour l'étude du trafic des récepteurs hormonaux stéroïdiens, de la signalisation Akt et de la fonction des immunophilines.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	FKBP51/FKBP5 Rabbit pAb
Remarques / Alias	P54; AIG6; FKBP51; FKBP54; PPlase; Ptg-10; FKBP51/FKBP5
Espèce	Humain
GeneID (humain)	2289
GeneID	2289
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 308-457 de la protéine FKBP51/FKBP5 humaine (NP_001139247.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q13451
Poids de la protéine	51 kDa
Expédition	Sac de glace