


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Fkbp51/Fkbp5 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q13451

Numéro d'article: CM0011946



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre FKBP51/FKBP5 (Q13451), validé pour WB, IHC-P et ELISA avec réactivité chez l'homme et le rat. La cible est une immunophiline de 51 kDa impliquée dans le trafic des récepteurs stéroïdiens, la signalisation Akt et l'activation de NF-kB. Idéal pour la recherche sur la transduction de signaux et l'immunologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	FKBP51/FKBP5 Rabbit mAb
Remarques / Alias	P54; AIG6; FKBP51; FKBP54; PPIase; Ptg-10; FKBP51/FKBP5
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	2289
ID du gène	2289
Immunogène	Peptide synthétique
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Rat
SWISS	Q13451
Poids de la protéine	51kDa
Expédition	Sac isotherme