

Anticorps Polyclonal Anti-Fkbp52/Fkbp4 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - Q02790

Numéro d'article: CM0027291



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la FKBP52/FKBP4 humaine, adapté pour le WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA. Reconnaît les échantillons humains, murins et de rat. Poids moléculaire prédit de 52 kDa. Idéal pour les études d'immunophilines et de co-chaperons des récepteurs stéroïdiens.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	FKBP52/FKBP4 Lapin pAb
Remarques/Alias	HBI ; p52 ; Hsp56 ; FKBP51 ; FKBP52 ; FKBP59 ; PPIase ; FKBP52/FKBP4
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	2288
GeneID	2288
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 220-459 de la FKBP52/FKBP4 humaine (NP_002005.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q02790
Poids protéique	52 kDa
Expédition	Sac de glace