

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Fkbp52/Fkbp4 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q02790

Numéro d'article: CM0011863



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant la FKBP52/FKBP4 humaine (SWISS : Q02790). Convient pour la WB, l'IF/ICC et l'ELISA, avec une réactivité croisée chez la souris et le rat. Idéal pour les études sur les complexes de récepteurs stéroïdiens et les fonctions des immunophilines.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	FKBP52/FKBP4 mAb de lapin
Remarques/Alias	HBI ; p52 ; Hsp56 ; FKBP51 ; FKBP52 ; FKBP59 ; PPIase ; FKBP52/FKBP4
Espèce	Humaine
ID du gène	2288
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 92 de la FKBP4 humaine (Q02790).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, souris, rat
SWISS	Q02790
Poids de la protéine	52 kDa
Expédition	Bloc réfrigérant