

Anticorps Polyclonal Anti-Fkbp6 Pour Wb, If/Icc, Elisa - 075344

Numéro d'article: CM0026437



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-FKBP6 validé pour WB, IF/ICC, ELISA. Réagit avec l'humain, la souris et le rat. Cible la peptidyl-prolyl cis-trans isomérase inactive FKBP6 impliquée dans la spermatogenèse. Idéal pour la recherche en biologie de la reproduction.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-FKBP6
Remarques/Alias	FKBP36 ; SPGF77 ; FKBP6
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	8468
GeneID	8468
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-327 de la FKBP6 humaine (NP_003593.3).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	075344
Poids de la protéine	37 kDa
Expédition	Sac de glace