


Anticorps Polyclonal Anti-Fkrp Pour Wb, Elisa - Q9H9S5

Numéro d'article: CM0013237



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-FKRP validé pour la WB et l'ELISA, avec une réactivité croisée chez le rat. Cible la ribitol-5-phosphate transférase impliquée dans la glycosylation de la dystroglycane. Convient à la recherche sur les dystrophies musculaires.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb FKRP de lapin
Remarques/Alias	FKTR; MDC1C; LGMD2I; LGMDR9; MDDGA5; MDDGB5; MDDGC5; FKRP
Espèce	Homme
ID du gène (humain)	79147
ID du gène	79147
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 30 à 220 de la FKRP humaine (NP_077277.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Rat
SWISS	Q9H9S5
Poids moléculaire de la protéine	55 kDa
Expédition	Sac de glace