

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Flad1 Pour Wb, Elisa - Q8Nff5

Numéro d'article: CM0013160



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre FLAD1 humain (synthase/diphosphatase de FAD), validé pour WB et ELISA. Détecte les niveaux endogènes de la protéine FLAD1 d'environ 65 kDa dans des échantillons humains et murins.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	FLAD1 pAb de lapin
Remarques/alias	FAD1; FADS; PP591; LSMFLAD; FLAD1
Espèce	Humaine
ID du gène	80308
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 388-587 de FLAD1 humain (NP_079483.3).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, souris
SWISS	Q8NFF5
Poids de la protéine	65 kDa
Expédition	Sac de glace