


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Flap Pour Wb, Elisa - P20292

Numéro d'article: CM0002168



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin de haute qualité dirigé contre le FLAP humain (protéine activatrice de l'arachidonate 5-lipoxygénase) pour les applications WB et ELISA. Validé pour la recherche sur la biosynthèse des leucotriènes et l'inflammation. Réactivité d'espèce : humain. Poids de la protéine : 18kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	FLAP Lapin mAb
Remarques/Alias	FLAP
Espèce	Humain
GeneID	241 (Humain)
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 62-161 du FLAP humain (P20292)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P20292
Poids de la protéine	18kDa
Expédition	Sac de glace