

Anticorps Polyclonal Anti-Fln Pour Wb, Elisa - Q8Nfg4

Numéro d'article: CM0025595



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-FLCN validé pour WB et ELISA, ciblant la folliculine humaine (64 kDa, SWISS Q8NFG4). Idéal pour les études de recherche sur la signalisation mTORC1, le cancer et l'autophagie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	FLCN Rabbit pAb
Remarques / Alias	BHD; FLCL; DENND8B; FLCN
Espèce	Humain
ID du gène	201163
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 341-579 de la FLCN humaine (NP_659434.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q8NFG4
Poids de la protéine	64kDa
Expédition	Sachet de glace