

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Flcn Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q8Nfg4

Numéro d'article: CM0012938



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-FLCN validé pour WB, IF/ICC et ELISA ; réagit avec l'homme, la souris et le rat. Idéal pour l'étude de la signalisation mTORC1, l'autophagie et la recherche sur le syndrome de Birt-Hogg-Dubé.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-FLCN
Remarques / Alias	BHD ; FLCL ; DENND8B ; FLCN
Espèce	Humain
GeneID	201163
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 341-579 de la FLCN humaine (NP_659434.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q8NFG4
Poids protéique	64 kDa
Expédition	Sac de glace