

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Flg Pour Wb, Elisa - P20930

Numéro d'article: CM0022028



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-FLG de haute qualité validé pour WB et ELISA. Réagit avec la filaggrine humaine, de souris et de rat, une protéine clé de la différenciation épidermique. Idéal pour la recherche en biologie cutanée et en kératinisation.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps polyclonal de lapin anti-FLG
Remarques / Alias	FLG1; ATOD2; FLG-1; FLG
Espèce	Humain
Identifiant de gène (Humain)	2312
Identifiant de gène	2312
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 92 de la FLG humaine (NP_002007.1).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P20930
Poids de la protéine	435 kDa
Expédition	Sac de glace