

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-FLI1 Pour Wb, Ip, Elisa - Q01543

Numéro d'article: CM0029524



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la protéine FLI1 humaine (EWSR2, FLI-1), validé pour Western blot, immunoprécipitation et ELISA. Reconnaît FLI1 dans des échantillons humains et murins. Idéal pour les études sur la régulation transcriptionnelle et l'oncogenèse.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	FLI1 pAb de lapin
Remarques / Alias	EWSR2, FLI-1, SIC-1, BDPLT21, FLI1
Espèce	Humain
Identifiant génétique (Humain)	2313
Identifiant génétique	2313
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 100 de la protéine FLI1 humaine (NP_002008.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q01543
Poids de la protéine	51 kDa
Expédition	Sac de glace