

Anticorps Monoclonal Anti-Flotilline-1 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - O75955

Numéro d'article: CM0012137



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-Flotilline-1 validé par KO pour WB, IHC-P et ELISA. Réagit avec les protéines humaines, murines et de rat. Cible la protéine d'échafaudage des cavéoles FLOT1 (O75955). Idéal pour la recherche sur les radeaux membranaires, les endosomes et les cavéoles.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[Validé par KO] Anticorps monoclonal de lapin anti-Flotilline 1
Remarques/Alias	FLOT1 ; flotilline-1 ; Flotilline 1
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	10211
GeneID	10211
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 155 à 427 de la Flotilline 1 humaine (NP_005794.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, souris, rat
SWISS	O75955
Poids de la protéine	47 kDa
Expédition	Sac réfrigérant