

Anticorps Monoclonal Anti-Flotilline 1 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - O75955

Numéro d'article: CM0011710



Introduction

Flotilline 1 mAb de lapin pour WB, IHC-P, ELISA. Détecte la protéine FLOT1 humaine, souris et rat, une protéine d'échafaudage présente dans les cavéoles et les radeaux membranaires. Prend en charge les études de localisation cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Flotilline 1 mAb de lapin
Remarques / Alias	FLOT1; flotilline-1; Flotilline 1
Espèce	Humaine
GenelD (Humaine)	10211
GenelD	10211
Immunogène	Peptide synthétique (Un peptide synthétique correspondant à une séquence comprise entre les acides aminés 328 et 427 de la Flotilline 1 humaine (O75955).)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O75955
Poids de la protéine	47 kDa
Expédition	Sac de glace