

Anticorps Polyclonal Anti-Flotillin 1 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - O75955

Numéro d'article: CM0030451



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre Flotillin-1, validé pour les applications WB, IHC-P, IF/ICC, IP et ELISA. Détecte le Flotillin-1 humain, de souris et de rat (47 kDa). Idéal pour la recherche sur les cavéoles et les radeaux membranaires.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	[Validé KO] Flotillin 1 Lapin pAb
Remarques/Alias	FLOT1
Espèce	Humain
ID de Gène	10211
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 155-427 de la Flotillin 1 humaine (NP_005794.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O75955
Poids Protéique	47kDa
Expédition	Sac de glace