

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Flotilline 1 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - O75955

Numéro d'article: CM0020982



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la Flotilline 1 (FLOT1) pour Western blot (WB), IHC-P et ELISA. Validé chez l'humain, la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur la cavéoline et les radeaux membranaires.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Flotilline 1 pAb de lapin
Remarques/Alias	FLOT1 ; flotilline-1 ; Flotilline 1
Espèce	Humain
GenelD (humain)	10211
GenelD	10211
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 128-427 de la Flotilline 1 humaine (NP_005794.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	O75955
Poids moléculaire	47 kDa
Expédition	Sac de glace