

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Flowering Locus C (Flc) Pour Wb, Elisa - Q9S7Q7

Numéro d'article: CM0023171

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la protéine FLOWERING LOCUS C (FLC) d'Arabidopsis thaliana, un répresseur clé de la floraison. Validé pour les applications Western blot et ELISA. Immunogène protéique recombinant.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps polyclonal de lapin anti-FLC
Remarques/Alias	AGAMOUS-like 25; AGL25; FLF; FLOWERING LOCUS C; FLOWERING LOCUS F; MADS BOX PROTEIN FLOWERING LOCUS F; REDUCED STEM BRANCHING 6; RSB6; T31P16.130; T31P16_130; FLC
Espèce	Arabidopsis thaliana
GeneID	830878
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 60-196 de la protéine FLC d'Arabidopsis thaliana (NP_196576.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Arabidopsis thaliana
SWISS	Q9S7Q7
Poids de la protéine	22 kDa
Expédition	Sac de glace