


Anticorps Polyclonal Anti-Flowering Locus T (Ft) Pour Wb Et Elisa - Q9Sxz2

Numéro d'article: CM0022652



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le FLOWERING LOCUS T (FT) d'Arabidopsis thaliana, validé pour la WB et l'ELISA. Idéal pour l'étude de la signalisation de la florigénèse et de la régulation de la période de floraison dans le cadre de recherches sur le développement végétal.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	FT Rabbit pAb
Remarques/Alias	F5I14.3; F5I14_3; FLOWERING LOCUS T; REDUCED STEM BRANCHING 8; RSB8; FT
Espèce	Arabidopsis thaliana
GeneID	842859
Immunogène	Peptide synthétique Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 70 et 150 du FT d'Arabidopsis thaliana (NP_176726.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Arabidopsis thaliana
SWISS	Q9SXZ2
Poids moléculaire de la protéine	20 kDa
Expédition	Sac de glace