


Anticorps Monoclonal Anti-Flt3/Cd135 Pour Fc, Elisa - P36888

Numéro d'article: CM0006531



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin de haute qualité contre la protéine Flt3/CD135 humaine, validé pour la cytométrie en flux et l'ELISA. Détecte le récepteur tyrosine kinase FLT3, essentiel à la différenciation hématopoïétique et à la leucémogenèse. Réagit avec des échantillons humains.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Flt3/CD135 mAb de lapin
Remarques / Alias	FLK2; STK1; CD135; FLK-2; Flt3/CD135
Espèce cible	Humain
GeneID	2322
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 27-163 de la protéine Flt3/CD135 humaine (NP_004110.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Applications	FC, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P36888
Poids de la protéine	108KDa/113kDa
Expédition	Sachet de glace