


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Flvr2 Pour Wb Et Elisa - Q9Upi3

Numéro d'article: CM0029402



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin FLVCR2 validé pour WB et ELISA. Reconnaît le FLVCR2 humain et murin (CCT/SLC49A2), un transporteur de choline/éthanolamine et d'hème crucial pour la fonction de la barrière hémato-encéphalique et la thermogénèse mitochondriale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	FLVCR2 Lapin pAb
Remarques/Alias	CCT ; EPV ; PVHH ; MFSD7C ; SLC49A2 ; C14orf58 ; FLVCRL14q ; FLVCR2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	55640
GeneID	55640
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-100 du FLVCR2 humain (NP_060261.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q9UPI3
Poids protéique	57kDa
Expédition	Sac de glace