

Anticorps Polyclonal Anti-Flywch2 Pour Wb, Elisa - Q96Cp2

Numéro d'article: CM0021300

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant le FLYWCH2 humain, validé pour le Western blot et l'ELISA. Idéal pour étudier les voies liées aux phosphoprotéines et les études protéomiques. Expédition en sac de glace.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	FLYWCH2 Lapin pAb
Remarques/Alias	FLYWCH2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	114984
GeneID	114984
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 51-140 du FLYWCH2 humain (NP_612448.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q96CP2
Poids protéique	15kDa
Expédition	Sac de glace