

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Fmo1 Pour Wb, If-P, Elisa - Q01740

Numéro d'article: CM0024494

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité contre la monooxygénase contenant du flavine 1 (FMO1) humaine. Validé pour WB, IF-P, ELISA avec réactivité croisée humaine et de rat. Idéal pour les études de métabolisme des xénobiotiques et de synthèse de la taurine.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb Lapin FMO1
Remarques/Alias	FMO1 ; monooxygénase contenant du flavine 1
Espèce	Humain
GeneID (humain)	2326
GeneID	2326
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence dans les acides aminés 371-470 de FMO1 humain (NP_002012.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Rat
SWISS	Q01740
Poids protéique	60 kDa
Expédition	Sac de glace