

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Fmo3 Pour Wb, If-P, Elisa - P31513

Numéro d'article: CM0003470

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre le FMO3 humain, validé pour WB, IF-P et ELISA. Convient à l'étude du métabolisme hépatique des médicaments et de la production de N-oxyde de triméthylamine chez des échantillons humains, de souris et de rat.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	FMO3 Lapin mAb
Remarques/Alias	TMAU; FMOII; dJ127D3.1; FMO3
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	2328
GeneID	2328
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 300-400 du FMO3 humain (P31513).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IF-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P31513
Poids Protéique	60kDa
Expédition	Sac de glace