


Anticorps Monoclonal Anti-Fmrp Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q06787

Numéro d'article: CM0004303



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin de haute qualité dirigé contre la FMRP humaine, validé pour western blot, IHC-P et ELISA. Réagit avec l'humain, la souris et le rat. Adapté pour la recherche sur le syndrome de l'X fragile et la plasticité synaptique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	FMRP Lapin mAb
Remarques / Alias	POF, FMRP, POF1, FRAXA
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	2332
GeneID	2332
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 de la FMRP humaine (Q06787).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q06787
Poids de la protéine	71 kDa
Expédition	Sac de glace