


Anticorps Polyclonal Anti-Fmrp Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q06787

Numéro d'article: CM0027197



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le FMRP (protéine 1 de l'ARN messager de la X fragile). Validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Réagit de manière croisée avec l'humain, la souris, le rat. Idéal pour les études sur le développement neuronal et la plasticité synaptique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PAb Lapin FMRP
Remarques/Alias	POF; FMRP; POF1; FRAXA
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	2332
GeneID	2332
Antigène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence d'acides aminés 500-600 du FMRP humain (NP_002015.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q06787
Poids moléculaire de la protéine	71 kDa
Expédition	Sac de glace