

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Fn1 Pour Wb, Ip, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P02751

Numéro d'article: CM0012185



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin à haute affinité ciblant la fibronectine humaine (FN1). Validé pour WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA. La fibronectine est une glycoprotéine clé de la MEC régulant l'adhésion cellulaire, la migration et la cicatrisation. Idéal pour la recherche diagnostique et biomédicale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin FN1
Remarques/Alias	FN ; CIG ; FNZ ; MSF ; ED-B ; FINC ; GFND ; LETS ; GFND2 ; SMDCF
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	2335
GeneID	2335
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 2205-2477 de la FN1 humaine (NP_997647.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P02751
Poids protéique	72 kDa/74 kDa/221-272 kDa
Expédition	Sac de glace