

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Fn3Krp Pour Wb, Elisa - Q9Ha64

Numéro d'article: CM0015347

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant FN3KRP pour la détection par WB et ELISA chez l'homme, la souris et le rat. Étudiez les voies de déglycation protéique avec un réactif de recherche fiable sur la cétosamine-3-kinase.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	FN3KRP Rabbit pAb
Remarques / Alias	FN3KL ; FN3KRP
Espèce	Humain
Identifiant de gène	79672
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 309 de la FN3KRP humaine (NP_078895.2)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9HA64
Poids de la protéine	34 kDa
Expédition	Sachet de glace