

Anticorps Polyclonal Anti-Fndc4 Pour Wb, Elisa - Q9H6D8

Numéro d'article: CM0018325

Introduction

Cet anticorps polyclonal de lapin anti-FNDC4 détecte le FNDC4 humain, murin et rat et est validé pour WB et ELISA. Utile pour étudier l'inflammation, la sensibilité à l'insuline et la biologie du tissu adipeux.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-FNDC4
Remarques/Alias	FRCP1 ; FNDC4
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	64838
GenelD	64838
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 45-167 du FNDC4 humain (NP_073734.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9H6D8
Poids moléculaire de la protéine	25 kDa
Expédition	Sac de glace