

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Fndc5 Pour Wb, Elisa - Q8Nau1

Numéro d'article: CM0023092



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-FNDC5 validé pour WB et ELISA. Réagit avec les protéines humaines et de rat. Cible la protéine 5 contenant un domaine de type III de la fibronectine (irisine), une hormone clé induite par l'exercice.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-FNDC5
Remarques/Alias	FRCP2 ; irisine ; FNDC5
Espèce	Homme
GeneID (humain)	252995
GeneID	252995
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 113 et 212 de la FNDC5 humaine (NP_715637.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Rat
SWISS	Q8NAU1
Poids moléculaire de la protéine	24 kDa
Expédition	Sac réfrigérant