

Anticorps Polyclonal Anti-Fntara Pour Wb, Elisa - P49354

Numéro d'article: CM0024724



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le FNTA humain, validé pour WB et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Cible impliquée dans la prénylation des protéines, pertinente pour la recherche sur le cancer et les maladies neuromusculaires.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	FNTA Lapin pAb
Remarques/Alias	FPTA, PTAR2, PGGT1A, FNTA
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	2339
GeneID	2339
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 280-379 du FNTA humain (NP_002018.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P49354
Poids de la protéine	44kDa
Expédition	Sac de glace