

## Anticorps Monoclonal Anti-Fntb Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P49356

Numéro d'article: CM0010849



### Introduction

Anticorps monoclonal de lapin FNTB (clone non spécifié) validé en WB, IHC-P, ELISA. Détecte le FNTB humain et de rat (~49 kDa). Convient pour la recherche sur la farnésyltransférase CAAX et la prénylation.

[En savoir plus](#)

| Paramètre          | Valeur                                                                                                                                 |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du Produit     | FNTB Lapin mAb                                                                                                                         |
| Remarques/Alias    | FPTB; FNTB                                                                                                                             |
| Espèce             | Humain                                                                                                                                 |
| GeneID             | 2342                                                                                                                                   |
| Immunogène         | Peptide Synthétique : Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 du FNTB humain (P49356). |
| Source             | Lapin                                                                                                                                  |
| Catégorie          | Anticorps Monoclonaux                                                                                                                  |
| Application        | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                                       |
| Réactivité Croisée | Humain, Rat                                                                                                                            |
| SWISS              | P49356                                                                                                                                 |
| Poids Protéique    | 49kDa                                                                                                                                  |
| Expédition         | Sac de glace                                                                                                                           |