

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Fntb Pour Wb, Elisa - P49356

Numéro d'article: CM0020667



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la FNTB humaine, validé pour le WB et l'ELISA. Reconnaît la FNTB humaine, murine et de rat, une farnésyltransférase essentielle à la prénylation des protéines et à la transduction des signaux.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Détails
Nom du produit	FNTB pAb de lapin
Remarques/Alias	FPTB ; FNTB
Espèce	Humaine
ID du gène	2342
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 120 de la FNTB humaine (NP_002019.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, murine, rat
SWISS	P49356
Poids de la protéine	49 kDa
Expédition	Sac de glace