


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Protéine De Liaison Au Folate (Folr1) Pour Wb - P15328

Numéro d'article: CM0023521



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le FOLR1 humain (récepteur alpha du folate) pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Validé chez l'homme, la souris, le rat. Idéal pour les études sur le cancer et le métabolisme du folate.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps polyclonal de lapin anti-protéine de liaison au folate (FBP) / FOLR1
Remarques/Alias	FBP ; FOLR ; NCFTD ; FRalpha ; Protéine de liaison au folate (FBP) / FOLR1
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	2348
Identifiant du gène	2348
Immunogène	Peptide synthétique
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P15328
Poids moléculaire de la protéine	30 kDa
Expédition	Sac de glace