

Anticorps Polyclonal Anti-Fopnl Pour Wb, Elisa - Q96Nb1

Numéro d'article: CM0024205

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant la protéine FOPNL (protéine centrosomale 20) pour des applications de Western blot et d'ELISA. Validé pour des échantillons humains et de souris, il est idéal pour la recherche sur les cils et les centrosomes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	FOPNL pAb de lapin
Remarques / Alias	FOPNL; FOR20; C16orf63; PHSECRG2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	123811
GeneID	123811
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 20 à 100 de la protéine FOPNL humaine (NP_653201.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q96NB1
Poids de la protéine	20 kDa
Expédition	Sachet de glace