


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Fos B Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P53539

Numéro d'article: CM0007703



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-Fos B de haute qualité validé pour le Western blot, l'IHC-P et l'ELISA. Reconnaît le Fos B humain (facteur de transcription AP-1) avec un poids moléculaire de 36 kDa. Idéal pour les études de régulation transcriptionnelle, de biologie des lymphocytes T et de neurobiologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin anti-Fos B
Remarques/Alias	AP-1 ; G0S3 ; GOS3 ; GOSB ; Fos B
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	2354
GeneID	2354
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 du Fos B humain (NP_006723.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P53539
Poids protéique	36 kDa
Expédition	Sac de glace