


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Fos Pour Wb, Elisa - P01100

Numéro d'article: CM0024104



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant c-Fos (sous-unité du facteur de transcription AP-1). Réagit avec l'humain, la souris, le rat. Convient pour le WB et l'ELISA ; idéal pour la recherche sur la transduction du signal, la prolifération et la différenciation cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	FOS Rabbit pAb
Remarques/Alias	p55 ; AP-1 ; C-FOS ; FOS
Espèce	Humain, Souris, Rat
GeneID (Humain)	2353
GeneID	2353
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence comprise entre les acides aminés 1-100 du FOS humain (NP_005243.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P01100
Poids Moléculaire Protéique	41kDa
Expédition	Sac de glace